



Новая линейка изделий
с косметической калошей с
анатомическим расщепленным
мыском стопы



В каталог компонентов теперь включены стопы с расщепленным большим пальцем

Естественный вид

Широкий выбор типа обуви

Дополнительные размеры*

Поставляется в двух вариантах цветовых тонов



*Дополнительные варианты ширины теперь доступны для стоп размеров 25, 26 и 27.

Новая модель косметической калоши производства Blatchford с анатомически расщепленным большим пальцем стопы предоставляет более естественный вид, а улучшенный дизайн обеспечивает широкий выбор типа обуви. Для лучшего соответствия цвету кожных покровов данная модель стопы может поставляться в двух цветовых тонах - светлом и темном.

Система нижней конечности Linx

Интегрированная система нижней конечности Linx благодаря своей конструкции воссоздает невероятно сложную структуру человеческой стопы.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
LINX	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.



Стопа EchelonVAC

Гидравлическая щиколотка в сочетании с системой переменного вакуума, обеспечивает надежное и удобное крепление.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EVAC	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.



Стопа Elan

Гидравлическая стопа с микропроцессорным управлением адаптацией щиколотки к опорной поверхности и управлением скоростью перемещения.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
ELAN	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.




Стопа Echelon

Гидравлическое управление биомиметической щиколоткой и расщепленная пружина мыска стопы обеспечивают устойчивость на неровных или наклонных опорных поверхностях.

Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EC	25	L	N	3	S

Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.



Стопа EchelonVT

Биомиметическая гидравлическая щиколотка с амортизатором, ротацией и расщепленной пружинной мыска стопы для обеспечения превосходного согласования с опорной поверхностью.



Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Осевая пружина	Анатомический мысок стопы
ECVT	25	L	N	5	3	S



Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 5, коэффициент жесткости осевой пружины 3, расщепленный большой палец.

Стопа Esprit

Легкая низкопрофильная стопа



Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
ESP	25	L	N	3	S



Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.

*Узкий (N) и широкий (W) варианты доступны только для размеров стоп 25-27.

*Для косметической калоши стопы темного цвета к шифру изделия добавляется суффикс «D»

Руководство по выбору ширины косметической калоши

Для выбора правильного размера при заказе используйте приведенную ниже таблицу. Для размеров стоп 25, 26 и 27 Вы также можете выбрать узкий (N) или широкий (W) варианты.

Размер	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Ширина косметической калоши	76 мм	78 мм	80 мм	82 мм (N - узкая) 88 мм (W - широкая)	83 мм (N - узкая) 91 мм (W - широкая)	91 мм (N - узкая) 99 мм (W - широкая)	100 мм	102 мм	105 мм
Старая косметическая калоша	77 мм	77 мм	80 мм	82 мм	82 мм	87 мм	90 мм	95 мм	101 мм

Обратите внимание: Ширина измеряется в наиболее широкой части.

Стопа Javelin

Легкая стопа с пружинами из углеволокна, идеально подходит для занятий спортом и выдерживает ударными осевыми воздействиями.



Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы	+ проксимальный адаптер
JAV	25	L	N	3	S	Адаптер



Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец, адаптер.

Стопа Epirus

Стопа с мультиосным движением в щиколотке и устойчивой треножной системой



Шифр изделия	Размер	Сторона ампутации	Ширина*	Набор пружин стопы	Анатомический мысок стопы
EP	25	L	N	3	S



Пример: размер стопы 25, левая, узкая, коэффициент жесткости набора пружин стопы 3, расщепленный большой палец.



Информация о комплектах пружин и косметических калошах

Если вы хотите отдельно заказать комплект пружин или косметические калоши, воспользуйтесь этим списком шифров, чтобы правильно оформить заказ на необходимое изделие.

Комплекты пружин стопы

(для стоп Linx, Elan, Echelon, EchelonVT, EchelonVAC, Esprit, Epirus)

Размер стопы	Размер стопы	Размер стопы	Размер стопы
22-24	25-26	27-28	29-30
Наб. 1 - 539801S	Наб. 1 - 539810S	Наб. 1 - 539819S	Наб. 1 - 539828S
Наб. 2 - 539802S	Наб. 2 - 539811S	Наб. 2 - 539820S	Наб. 2 - 539829S
Наб. 3 - 539803S	Наб. 3 - 539812S	Наб. 3 - 539821S	Наб. 3 - 539830S
Наб. 4 - 539804S	Наб. 4 - 539813S	Наб. 4 - 539822S	Наб. 4 - 539831S
Наб. 5 - 539805S	Наб. 5 - 539814S	Наб. 5 - 539823S	Наб. 5 - 539832S
Наб. 6 - 539806S	Наб. 6 - 539815S	Наб. 6 - 539824S	Наб. 6 - 539833S
Наб. 7 - 539807S	Наб. 7 - 539816S	Наб. 7 - 539825S	Наб. 7 - 539834S
Наб. 8 - 539808S	Наб. 8 - 539817S	Наб. 8 - 539826S	Наб. 8 - 539835S

(для комплектов пружин стопы Javelin):

Размер стопы	Размер стопы	Размер стопы	Размер стопы
22-24	25-26	27-28	29-30
Наб. 1 - 539301S	Наб. 1 - 539510S	Наб. 1 - 539519S	под заказ
Наб. 2 - 539302S	Наб. 2 - 539511S	Наб. 2 - 539520S	под заказ
Наб. 3 - 539303S	Наб. 3 - 539512S	Наб. 3 - 539521S	Наб. 3 - 539530S
Наб. 4 - 539304S	Наб. 4 - 539513S	Наб. 4 - 539522S	Наб. 4 - 539531S
Наб. 5 - 539305S	Наб. 5 - 539514S	Наб. 5 - 539523S	Наб. 5 - 539532S
Наб. 6 - 539306S	Наб. 6 - 539515S	Наб. 6 - 539524S	Наб. 6 - 539533S
Наб. 7 - 539307S	Наб. 7 - 539516S	Наб. 7 - 539525S	Наб. 7 - 539534S
Наб. 8 - 539308S	Наб. 8 - 539517S	Наб. 8 - 539526S	Наб. 8 - 539535S
Наб. 9 - -	Наб. 9 - 539518S	Наб. 9 - 539527S	Наб. 9 - 539536S

Косметические калоши*:

Размер стопы Левая (L)/Правая (R)		Узкая (N) Широкая (W)
22L	539038S	-
22R	539039S	-
23L	539040S	-
23R	539041S	-
24L	539042S	-
24R	539043S	-
25L	539044SN	539044SW
25R	539045SN	539045SW
26L	539046SN	539046SW
26R	539047SN	539047SW
27L	539048SN	539048SW
27R	539049SN	539049SW
28L	-	539050S
28R	-	539051S
29L	-	539052S
29R	-	539053S
30L	-	539054S
30R	-	539055S

*Для косметической калоши стопы темного цвета к шифру изделия добавляется суффикс «D»

Следите за новостями компании Blatchford на следующих ресурсах:

YouTube ENDOLITERUS

f /BlatchfordRussia

www.endolite.ru
www.blatchford.su
www.vitaorta.ru

+7 (495) 103 40 04

Поставка комплектующих: ООО «Компания ВИТА-ОРТА».
141011, Россия, Московская обл., г. Мытищи, Октябрьская ул., д.10.

M00661 Iss3 08/18.



Blatchford

Мобильность Возможна.